




Benutzerhandbuch

Einlegen der Batterien

Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite der Waage und legen Sie vier „AAA“-Batterien ein.



Herunterladen der Mi Fit-App

Scannen Sie den QR-Code oder rufen Sie den App-Store auf, um die Mi Fit-App herunterzuladen.




Herstellen einer Verbindung mit der Mi Fit-App

Öffnen Sie die Mi Fit-App und melden Sie sich bei Ihrem Mi-Konto an, um die App mit der Waage zu koppeln. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen befolgen und korrekte Angaben machen. Alle Daten werden zur Überprüfung automatisch mit der Mi Fit-App synchronisiert. Alle Daten dienen zur Analyse des Körperbaus. Vergewissern Sie sich, dass Sie korrekte Angaben machen, damit die Analyse wahrheitsgetreu ist.


Erste Schritte

Stellen Sie die Waage auf eine harte und ebene Oberfläche. Stellen Sie sich barfuss auf alle vier Elektroden. Nachdem sich die Gewichtsdaten stabilisiert haben, beginnt die Waage mit der Messung der Körperbaudaten. Wenn die Fortschrittsanzeige durch Aufleuchten die Fertigstellung signalisiert, ist die Messung beendet und Sie können sich die detaillierten Gesundheitsmetriken in der Mi Fit-App ansehen. Die gemessenen Daten dienen nur zu Referenzzwecken und sind kein Ersatz für eine medizinische Beratung.




Eingabeaufforderung

Wenn die Waage während des Wägens „L“ anzeigt, bedeutet dies, dass die Batterieladung gering ist, und die Batterien sobald wie möglich gewechselt werden sollten.



Wenn die Waage während des Wägens „OL“ anzeigt, bedeutet dies, dass das aktuelle Gewicht den zulässigen Gewichtsbereich von 150 kg überschreitet.



Auswählen einer Gewichtseinheit

Die Standard-Gewichtseinheit lautet kg. In den Einstellungen können Sie zwischen den Gewichtseinheiten kg und lbs wählen.

Hinweise

1. Verwenden Sie die Waage nicht auf feuchtem Boden, und verwenden Sie keine nasse Wägeplattform und stellen Sie sich nicht mit nassen Füßen darauf, da dies zu einem Sturz führen könnte.
2. Stellen Sie sich nicht auf die Kante der Waage, da dies zu einem Sturz führen könnte.
3. Verwenden Sie die Waagen nicht in einer feuchten Umgebung und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.
4. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder neutralen Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel oder sonstige Chemikalien.
5. Wenn die Batterien leer sind, entfernen Sie sie rechtzeitig, damit sie nicht auslaufen und Korrosion an der Waage verhindert wird.
6. Personen mit Herzschrittmachern und anderen medizinischen Implantaten sollten die Waage nicht benutzen. Die Messdaten für Profisportler, schwangere Personen und Personen mit speziellen Krankheiten können variieren.

Spezifikationen

Abmessungen: 300 mm x 300 mm x 20 mm

Gewicht: 1,6 kg

Messbereich: 5-150 kg

Gewichtseinheit: kg/lbs

Min. Skalenwert: 0,1 kg/0,1 lbs

Gehäusematerial: PC+ABS-Kunststoff

WLAN-Verbindungen: Bluetooth 4.0

Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C

Stromaufnahme: vier AAA-Batterien

Kompatibilität: Android 4.4, iOS 8.0 und höher, Bluetooth 4.0-Unterstützung



Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bitte seien Sie sich bewusst, dass es Ihrer Verantwortung obliegt, elektronische Geräte bei Recycling-Annahmestellen abzugeben, um einen Beitrag zur Schonung natürlicher Ressourcen beizutragen.

Mi Body Composition Scale

Modell: XMTZC02HM

Hersteller: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

Adresse: Raum 1201, BuildingA4, Staatliches Zentrum für Animationsindustrie, Wangjiang-West-Straße 800, Bezirk Gaoxi, Hefei, Anhui, China

Besuchen Sie für weitere Rückfragen www.mi.com/service oder wenden Sie sich an den Mi-Service unter 400-100-5678.